

	BIOPTIMA
	C1-ENR-025 Recueil des urines de 24 heures - Préconisations V2 Date de mise en application : 30/10/2017

RECUEIL DES URINES DE 24 HEURES - C1- ENR-025-V2

NB : A effectuer dans les 24 heures qui précèdent la prise de sang



1. AU LEVER : Vider totalement sa vessie dans les toilettes.

Date :

Heure de départ du recueil :

<p>Nom</p> <p>Nom de naissance</p> <p>Prénom</p> <p>Né(e) le</p>
--

2. PENDANT LES 24 HEURES : N'uriner que dans le flacon.

Ne pas perdre d'urines en allant à la selle.

Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil (*sauf indication contraire du laboratoire*).

3. AU BOUT DE 24 HEURES

24h après l'heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le flacon

4. AMENER LE FLACON AU LABORATOIRE

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée dans les **4 heures** après la fin du recueil

Le format pour l'édition sur des planches d'étiquettes se trouve en page 2.

